

BABY FACE BEAUTY ÖZEL AMPULLERİ

BABY FACE BEAUTY AMPULLERİNİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

MNG (MULTİ NANOZOM GRANÜLLÜ) TEKNOLOJİ

Baby Face Beauty'in benzersiz MNG (Multi Nanozom granüllü) teknolojiyle etkili bileşenler hiçbir koruyucu madde ya da kimyasal kullanılmaksızın tazeliğini korur. Nano boyutlu moleküller Lazer Ünitesi tarafından oluşturulmuş kanallar için en uygun duruma getirilmiş olup kanallar kapatıldıktan sonra bile bu özelliğini korur.

KOZMESÖTİK MİNİMALİZM

Baby Face Beauty ampul serisi CDS (Kozmesötik Salım Sistemi) için özel tasarlanmış olup her bir ampulde minimum sayıda bileşen vardır: böylece doktorlar tedavinin sonucunu kontrol edebilir ve yan etkileri en aza indirerek istenen klinik sonuca ulaşır.

BABY FACE BEAUTY AMPULLERİ SERİSİ

VC AMPUL (ASKORBİK ASİT)

C Vitamini sağlıklı kolajen yapılar oluşturarak cildin daha genç ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olan doğadaki en güçlü antioksidanlardan biridir. Ayrıca erken yaşlanmış ve güneşten zarar görmüş cildi de gençleştirir.

VA AMPUL (RETİNOL)

A Vitamini, ve özellikle de retinoik asidin, yaşlanan cildi doğal yollardan geriye döndürdüğü kanıtlanmıştır. Retinoik asit genleri devreye sokarak ve yukarı yönde düzenleyerek epidermal bazal tabaka karatinositlerinin olgun ve sağlıklı epidermal hücrelere dönüşmesini sağlayıp yaşlanan cildi iyileştirir.

TA AMPUL (TRANEKSAMİK ASİT)


Traneksamik ASİT (TA) plastik cerrahi sonrası yaraların iyileştirilmesinde onlarca yıldır sistemli biçimde kullanılmaktadır. Doktorlarca ve bilim insanlarınca keşfedilen beklenmedik bir yan etkisi cildi parlatması ve melazma sorununu çözecek bileşiklerin kullanılmasıyla sonuçlanmasındı.

SC AMPULÜ (KÖK HÜCRE KOŞULLANDIRILMIŞ ORTAM)

Kök Hücre Koşullandırılmış Ortamının peptitlerini içeren SC ampul kolajen ve elastin liflerinin oluşumunu destekleyerek cildin yenilenmesini hızlandırır.

RS AMPUL (RESVERATROL)

RS ampulde düşük molekülü hiyalüronik asitle beraber doğal oluşumlu bir polifenol olan birinci sınıf (%95 saflıkta) Redveratrol de nanotanecikleri halinde bulunur. 1 RS ampuldeki resveratrol miktarı 500 şişe şaraptaki resveratrol içeriğine hemen hemen eşittir ve UV kaynaklı cilt kanserini ve erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.



MNG'nin SEM resmi



Caferağa Mah. Moda Mektebi Sok.
No: 4/9 Moda - Kadıköy / İstanbul
Tel : +90 216 428 30 67 - 68
Fax : +90 216 428 60 67
e-mail : info@stslazer.com

www.lutronic.com.tr



Lutronic Corporation
Lutronic Center, 219 Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, KOREA
TEL +82 31 908 3440 / FAX: +82 1600 3660
e-mail: office@lutronic.com

Lutronic Inc.
1 North Avenue, Unit C, Burlington, MA 01803, USA
TEL +1 888 588 7644

Lutronic Japan Co., Ltd.
9F Hakataekimae Center Bldg., 1-14-16 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka city,
Fukuoka-pref., 812-0011, JAPAN
TEL +81 92 477 2755 / FAX: +81 92 477 2756

Lutronic China
Suite 22, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA
TEL +86 10 8453 8551

LUTRONIC

laseMD

Lazer Destekli
Cilt Bakımı

BABY FACE
BEAUTY



İdeal Kozmesötik Salımına En Uygun Teknoloji



MNG (MULTİ NANOZOM GRANÜLLÜ) TEKNOLOJİ

LASEMD gelişmiş bir lazer sisteminin ayrıcalıklı kozmesötik ürün çizgisiyle (LASEMD Ampuller) bir araya geldiği en yeni CDS'dir. Kozmesötiklerin ciltte emilmesi için ideal ortamı sağlayarak içten dışı iyileşmeyi hızlandırır.

CDS NEDİR?

CDS (Kozmesötik Salım Sistemi) bir kozmesötik bileşiği lazer yarası aracılığıyla cilde uygulayarak deride faydalı bir estetik sonuç elde etme yöntemi veya sürecidir. Tipik kozmetikler ciltteki bariyerlerin içine oldukça zor işlediğinden yeterince emilmezler. Lazer önce dokunun içinde bir mikro yara açarak kozmesötüğün cildin daha derinlerine işlenmesini sağlar.

Lasemd tedavisi™ kavramı



<Lasemd Tedavisinden sonra cilt biyopsisi>

"LASEMD (BABY FACE BEAUTY) hassas lazer teknolojisinin en düşük sayıda bileşen içeren kozmesötiklerle birleştiği ve günlük yaşamda hiçbir rahatsızlığa yol açmadan maksimum etkiyi yaratabilen bir süreçtir. Cildin sağlığı içeriden gelir."

Boncheol Leo Goo, MD, Güney Kore

Lasemd Ünitesi gelişmiş kozmesötiklerin ideal salımı için cildin içinde hızla hassas ve kontrollü mikrokanallar oluşturmaya uygun bir lazer cihazıdır.

TEKNOLOJİ

- Lif bazlı lazer sayesinde LASEMD kullanıcıları daha kararlı ve daha kusursuz tedaviler yapabilir. 1927 nm thulium lazer teknolojisidir.

- Manyetik izleme sistemiyle yroller mesafesi ölçülüp kesin atışlar yapılarak tedaviler hızlandırılır.

- Minimum ışın çapı (100 µm) anestezinin yapılmadığı ve kişinin günlük yaşama daha çabuk döndüğü daha konforlu bir tedavi imkanı verir.

PRATİKLİK

- Açılma süresi yoktur - beklenmez ve hemen kullanılır.

- İkili işletim sistemi - CDS için basit mod ve enerji düzeylerinin hassas ayarı için (1 mj/adım) Gelişmiş mod

HIZ

- En uygun prosedür: inkübasyon ve lazer süresi dahil 6 dakikada ciltte 6000 mikrokanal açar.

ÇOK YÖNLÜLÜK

- LASEMD thulium ile bütün cilt tiplerine yıl boyu güvenle tedavi uygulanabilir ve gelişmiş moduyla kozmesötik salım, cilt renginin ve dokusunun iyileştirilmesi ve pigmentli yaraların hafifletilmesi gibi çeşitli tedaviler yapılabilir. Güneş leke tedavisinde de etkilidir.

TASARIM

- Yer kaplamayan ve ergonomik el aleti tasarımıyla yeni bir kavram

- Minimalizmi temel alan güzel ve modern tasarım

- Sezgisel ve yenilikçi TUI (Şeffaf Dokunmatik Kullanıcı Arayüzü)



BAŞLICA ENDİKASYONLARI

- Kırışıklıkları Azaltma
- Yaşlanmayı Geciktirme
- Parlatma
- Beyazlatma
- Epidermal Melazma
- Pigment Azaltma
- Cilt Gevşekliliği
- Dekolte Bakımı
- Boyun Gençleştirme
- Güneş Lekeleri

