


# CAM DOLGU™

En Güzeli Yaşınız Şimdi

Pluryal  
injectables



## P.R.E.M.I.U.M Teknolojisi

Yüksek Lifting Etkisi

Yüksek G Prime Faktörü

Yüksek Elastikiyet Kapasitesi

Yüksek Safılıkta HA

Yüksek Kalıcılık Süresi

ÜRÜN	Pluryal CLASSIC	Pluryal CLASSIC Lidocaine	Pluryal VOLUME	Pluryal VOLUME Lidocaine	Pluryal CONTOUR Lidocaine
İÇERİK	Hyaluronik Asit 23mg/ml	Hyaluronik Asit 23mg/ml, Lidokain Hidroklorür % 0,3	Hyaluronik Asit 23mg/ml	Hyaluronik Asit 23mg/ml, Lidokain Hidroklorür % 0,3	Hyaluronik Asit 25mg/ml, Lidokain Hidroklorür % 0,3
ÇAPRAZ BAĞLAMA BDDE	+++	+++	++++	++++	+++++
G' FAKTÖR	195,000 mPa	195,000 mPa	400,000 mPa	400,000 mPa	650,000 mPa
ETKİ	Dolgunlaştırma/ Dudak (Kontür)	Dolgunlaştırma/ Dudak (Kontür)	Hacim Arttırma	Hacim Arttırma	Şekillendirme
UYGULAMA ALANI/ ENDİKASYON	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kırışıklık ve Kıvrımlar</li> <li>· Dudak</li> <li>· Göz Altı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kırışıklık ve Kıvrımlar</li> <li>· Dudak</li> <li>· Göz Altı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Derin Kırışıklık ve Kıvrımlar</li> <li>· Orta Yüz</li> <li>· Dudak</li> <li>· Çene, Jawline</li> <li>· Burun, Şakak</li> <li>· Nazolabial</li> <li>· Derin Yara İzleri</li> <li>· Morfolojik Asimetri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Derin Kırışıklık ve Kıvrımlar</li> <li>· Orta Yüz</li> <li>· Dudak</li> <li>· Çene, Jawline</li> <li>· Burun, Şakak</li> <li>· Nazolabial</li> <li>· Derin Yara İzleri</li> <li>· Morfolojik Asimetri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Orta Yüz</li> <li>· Jawline</li> <li>· Çene</li> <li>· Elmacık Kemiği</li> <li>· Yüz Lipoatrofisi</li> </ul>
ENJEKSİYON SEVİYESİ	Orta ve Derin Dermis / Submukoza	Orta ve Derin Dermis / Submukoza	Derin Dermis / Subkutan	Derin Dermis / Subkutan	Subkutan veya Supraperiostal
AMBALAJ	1 x 1ml şırınga 2 x 27G½" ultra ince cidarlı iğneler	1 x 1ml şırınga 2 x 27G½" ultra ince cidarlı iğneler	1 x 1ml şırınga 2 x 27G½" ultra ince cidarlı iğneler	1 x 1ml şırınga 2 x 27G½" ultra ince cidarlı iğneler	1 x 1ml şırınga 2 x 27G½" ultra ince cidarlı iğneler



@/pluryalturkiye  
www.camdolgu.com  
www.stslazer.com